

**Produkt: PROTAC® KUGELDECKE™
INKONTINENZBEZUG**



Artikel-Nr.: PR302

Zubehör

Der PROTAC® KUGELDECKE™ Inkontinenzbezug wird bei Inkontinenzproblemen über die KUGELDECKE™ gezogen.

KUGELDECKE™ und Inkontinenzbezug sollten dann mit einem normalen Bettbezug bezogen werden, damit das Liegen unter bzw. auf der KUGELDECKE™ angenehmer wird.

Der Inkontinenzbezug besteht aus 100 % Polyester mit einer PU-Beschichtung, die ein Durchfeuchten der gesamten Decke verhindert und trotzdem die Haut atmen lässt. Am unteren Ende und an einer Seite des Inkontinenzbezugs befindet sich ein Reißverschluss, der das Überziehen über die KUGELDECKE™ erleichtert.



Merkmale & Vorteile

- ✓ Wasserdicht. Keine Flüssigkeiten wie Urin und Blut oder ähnliches können durch den Bezug gelangen.
- ✓ Abwaschbar und resistent gegen Desinfektionsmittel. Auf diese Weise können Verunreinigungen, wie Blut, Urin, Fette, Öle, Creme-Rückstände einfach abgewischt und die Oberfläche hygienisch mit Desinfektionsmittel gereinigt werden.
- ✓ Der Bezug hat an 2 Seiten einen Reißverschluss. So lässt er sich schnell und mit wenigen Handgriffen auf- und abziehen.
- ✓ Die erwartete Lebensdauer des Produkts beträgt ca. 5 Jahre.
- ✓ Gewicht: ca. 700 G.

Für wen ist dieses Produkt geeignet?

- ✓ Bei Inkontinenzproblemen mit der PROTAC® KUGELDECKE™.

Material

Polyester mit einer Polyurethan-Beschichtung

Prüfung der Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.

Entspricht den allgemeinen Anforderungen für Hilfsmittel nach folgenden Standards

Klinische Bewertung

EN 12182:2012

Risikomanagement

DS/EN ISO 14971:2019

Qualitätsmanagementsystem

EN ISO 13485:2016

Produktmerkmale

Größe

ca. 205 x 145 cm

Farben

Weiss

Gewicht

ca. 700 G

Produziert in

Dänemark / lieferbar ab Lager Hamburg

Pflege- und Waschinweise

Maschinenwaschbar bis zu 90 °C. Die Häufigkeit und Notwendigkeit des Waschens hängt von der Anwendung und dem Gebrauch ab.

Der PROTAC® Inkontinenzbezug lässt sich in einer Waschmaschine mit einer Mindestkapazität von 8 KG mit Desinfektionswaschmittel ohne Bleichmittel waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Trocknen im Wäschetrockner bei max. 30 °C oder an der Luft.

Fleckentfernungsmittel dürfen nicht benutzt werden, da sie die PU-Beschichtung beschädigen können.

Zur Nutzung eines Waschbeutels wird geraten.

Der PROTAC® KUGELDECKE™ Inkontinenzbezug wird in einem verschlossenen Kunststoffbeutel geliefert. Wenn der Inkontinenzbezug nicht gebraucht wird, sollte er ordentlich in dem Kunststoffbeutel aufbewahrt werden, sodass er vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt ist.



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

siNpress® GmbH

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | ☎ +49 40 600 99 252

info@siNpress.de | www.siNpress.de