

Produkt: **PROTAC® KUGELDECKE™ GRANULAT**

Artikel-Nr.: **PR419**



Alle PROTAC® Produkte enthalten Kunststoffkugeln, die durch tiefen Druck den Tastsinn, die sensorische Stimulation und die Tiefensensibilität aktivieren.

Die PROTAC® KUGELDECKE™ GRANULAT ist eine besondere Demenz- und Schmerzdecke, die ein auf 80 Kammern verteiltes Granulat enthält. Da sie den Körper fest umschließt, wird ein Gefühl der Sicherheit vermittelt.

Zum Waschen wird die PROTAC® KUGELDECKE™ GRANULAT durch zwei Reißverschlüsse in drei gleich große Teile geteilt. Jedes Teil kann einzeln in einer handelsüblichen Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von mindestens 7 KG mit desinfizierendem Waschpulver ohne Bleichmittel gewaschen werden.

Merkmale & Vorteile

- ✓ Die PROTAC® KUGELDECKE™ mildert Hyperaktivität und Stress und wirkt sich positiv auf die sensorische Integration und die Motorik des Benutzers aus.
- ✓ Die PROTAC® KUGELDECKE™ GRANULAT enthält ein Granulat und kleine Kügelchen, die auf 80 Kammern verteilt sind.
- ✓ Durch die Granulatfüllung passt sie sich den Körperkonturen sehr gut an und umschließt den Benutzer. Sie bietet eine sanftere taktile Stimulation, da der punktuelle Druck nicht so stark ist.
- ✓ Es handelt sich um eine schwere Decke, die sich wie eine gewöhnliche Bettdecke anfühlt.
- ✓ Sie lindert Angst und Unruhe und kann auch zur Lagerung verwendet werden.
- ✓ Gewicht: ca. 5 KG.

Für wen ist dieses Produkt geeignet?

- ✓ Die PROTAC® KUGELDECKE™ GRANULAT eignet sich besonders für Menschen mit chronischen Schmerzen, kognitiven Beeinträchtigungen und Erschöpfungszuständen.
- ✓ Die GRANULAT-Bettdecke eignet sich auch für Menschen, die eine engere Umhüllung ihres Körpers benötigen oder denen größere Kunststoffkügelchen unangenehm sind.
- ✓ Die PROTAC® KUGELDECKE™ ist ein Hilfs- und Therapiemittel zur sensorischen Integration für Kinder, Erwachsene und Senioren.
- ✓ Die PROTAC® Produkte können in Heimen, Wohnungen, Tagesstätten, Krankenhäusern, Aufenthaltsräumen und Privaträumen eingesetzt werden. In Schulen kann die PROTAC® KUGELDECKE™ z.B. in Klassenzimmern und Gemeinschaftsräumen verwendet werden. In Privathäusern kann die PROTAC® KUGELDECKE™ z.B. im Schlafzimmer und im Wohnzimmer benutzt werden.

Material

Bezugsstoff	Granulat und kleine Kügelchen, die auf 80 Kammern verteilt sind
Prüfung der Formstabilität	100% Baumwolle / zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 Nr. 2076-310 DTI, Klasse I Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.

Entspricht den allgemeinen Anforderungen für Hilfsmittel nach folgenden Standards

Klinische Bewertung	EN 12182:2012
Risikomanagement	DS/EN ISO 14971:2019
Qualitätsmanagementsystem	EN ISO 13485:2016

Produktmerkmale

Größe	ca. 200 x 140 cm
Farben	Weiss
Gewicht	ca. 5 KG
Produziert in	Dänemark / lieferbar ab Lager Hamburg

Pflege- und Waschinweise



Maschinenwaschbar bis zu 60 °C. Die Häufigkeit und Notwendigkeit des Waschens hängt von der Anwendung und dem Gebrauch ab.

Zum Waschen kann die PROTAC® KUGELDECKE™ GRANULAT durch zwei Reißverschlüsse in drei gleich große Teile geteilt werden. Die Granulat-KUGELDECKE™ wird geteilt und jedes Teil in einer handelsüblichen Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von mindestens 7 KG mit desinfizierendem Waschpulver ohne Bleichmittel gewaschen. Den mitgelieferten Wäschebeutel verwenden. Nicht mit Weichspüler waschen. Bei niedriger Drehzahl schleudern - siehe auch Waschanleitung im Beipack.

Bei der Entfernung von Flecken, für die Fleckenentferner verwendet werden müssen, zuerst an einer unauffälligen Stelle testen, ob der Stoff beschädigt oder die Farbe beeinträchtigt wird. PROTAC® rät von der Verwendung von Fleckenentfernern ab.

Es wird empfohlen, die Bettdecke regelmäßig zum Lüften aufzuhängen.



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

siNpress® GmbH

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | ☎ +49 40 600 99 252

✉ info@siNpress.de | www.siNpress.de