

**Produkt: Pflegedecke  
Spannbettlaken-System**

**Artikel-Nr.: S254TN**

Die Pflegedecke, eine humane Alternative zu Fixiergurten, ist speziell für unruhige und bettlägerige Bewohner geeignet und bietet das ideale Gleichgewicht zwischen Schutz und Bewegungsfreiheit bei hohem Schlaf- und Ruhekomfort unter einer flauschigen Decke aus weichem KANECARON™.

Sie beugt Freiliegen vor (keine Unterkühlung), verhindert Kratzen an der Haut, vermeidet eventuelles Verschmieren von Wunden etc. oder das Entfernen von Schutzhose, Dauerkathetern. Die besondere Konstruktion verhindert, dass der Pflegebedürftige unbeabsichtigt aus dem Bett stürzen kann oder beabsichtigt unkontrolliert das Bett verlassen kann.

In vielen Fällen reicht die Pflegedecke, die wie ein Spannbettbezug unter der Matratze befestigt wird, aus.



**Merkmale & Vorteile**

- ✓ Patient findet ausreichend Platz - keine Bewegungseinschränkung. Er kann sitzen und auch auf der Seite liegen. Patient kann liegend und sitzend angezogen werden.
- ✓ Die Schieber der Reißverschlüsse sind jeweils mit einer mit Druckknöpfen fixierten Lasche bedeckt, um Druckstellen und Hautirritationen zu vermeiden. Damit kann der Patient sich nicht an den kantigen Teilen verletzen, hat aber auch ein kleines zusätzliches Hindernis beim Öffnen des Reißverschlusses. Zusätzlich sind die Reißverschlussenden vom Kopf her und damit von den Händen des Patienten weg, angebracht.
- ✓ Für die Reißverschlüsse werden hochwertige, weiche und extrem stabile Nylon-Reißverschlüsse mit Kunststoffzähnen eingesetzt.
- ✓ Unisex: für Männer und Frauen gleichermaßen geeignet.
- ✓ Die feuerhemmende Funktion ist dauerhaft in der Polyesterfaser verankert.
- ✓ Empfohlen für Hausstaub-Allergiker und Rheumatiker. Der Stoff benötigt sehr kurze Wasch- und Trockenzeiten, einen geringen Wasser- und Waschmittelverbrauch und führt damit zu reduzierten Kosten für den Unterhalt in der Betreuung.
- ✓ Die hydrophilen und antibakteriellen Eigenschaften des Polyestergewebes sorgen dafür, dass der Stoff Schweiß absorbiert und erhöht somit den Komfort für den Benutzer.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Produktklasse II).

**Für wen ist dieses Produkt geeignet?**

- ✓ Pflegeabteilungen, z.B. bei Demenz,
- ✓ Autismuspflege,
- ✓ Verhaltensgesundheitspflege,
- ✓ Psychiatrische Einrichtungen.

**Material**

45 % KANECARON™ Sby/Viskose – 25 % PES, 30 % PES-Füllung

**Feuertest**

EN ISO 15025-2016  
Abschnitt 5: Zündquelle

kleine offene Flamme und glühende Zigarette dauerhaft bestanden.

Prüfung der Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 50 Wäschen.

**Produktmerkmale**

Größe	II - Einheitsgröße für Matratzen 200/210 x 80/90 x 12 cm (LxBxH) - für normale und große Personen
Farben	Wollweiss 101
Produziert in	Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

**Pflege- und Waschinweise**

Maschinenwaschbar bis zu 60°C im Schongang. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und trocknen nur im Schongang. Nicht bügeln. Trocken reinigen möglich. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. Wir empfehlen, stets die Reißverschlüsse während des Waschens zu schließen und das Produkt wegen der Flusenbildung anderer Wäschestücke separat zu waschen.



**Modelle**

Pflegedecke Spannbettlakensystem

S254TN	101
Ärmel	x
Farbe	101
Schulter-Reißverschluss	x



Mittel-Reißverschluss



Katheter-Reißverschluss

**Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:**

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | ☎ +49 40 600 99 252

info@siNpress.de | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)